


Applikationssysteme für die Schwerkraft



APPLIX Schwerkraftset Flasche

Zur Applikation von Sondennahrung in **Kronkorkenflaschen** per Schwerkraft

Merkmale

- Ansatz für Kronkorkenflaschen mit Belüftungsventil
- 180 cm lang
- Rollenklemme
- Spezielles T-Stück für Luer-Spritzen
- Negativer Luer-Lock-Anschluß mit Adapter für Steckverbindungen
- Tropfkammer

Packung 1 x 1 Stk. oder 1 x 30 Stk.

Art.-Nr.: 77981761



APPLIX Schwerkraftset Beutel

Zur Applikation von Sondennahrung per Schwerkraft

Merkmale

- 1 l-Beutel mit verschließbarem Einfüllstutzen und feststehendem 180 cm langem Schlauch
- Tropfkammer
- Rollenklemme
- Spezielles T-Stück für Luer-Spritzen

- Negativer Luer-Lock-Anschluß mit Adapter für Steckverbindungen
- Selbstklebendes Patientenetikett

Packung 1 x 1 Stk. oder 1 x 30 Stk.

Art.-Nr.: 77902131



APPLIX Schwerkraftset Varioline

Zur Applikation von Sondennahrung in **Kronkorkenflaschen**, **Weithalsflaschen** und **EasyBag** per Schwerkraft.

Merkmale

- Universeller Ansatz mit Belüftungsventil für Kronkorkenflaschen, Weithalsflaschen und EasyBag
- 180 cm lang
- Tropfkammer

- Rollenklemme
- Spezielles T-Stück für Luer-Spritzen
- Negativer Luer-Lock-Anschluß mit Adapter für Steckverbindungen

Packung 1 x 1 Stk. oder 1 x 30 Stk.

Art.-Nr.: 77751011

Zubehör für Applikationssets



APPLIX Hydrobag

Beutel zur Flüssigkeitsapplikation bei Verwendung des EasyBag-Systems.

Merkmale

- 1l-Beutel mit verschließbarem Einfüllstutzen
- Konnektierbar mit den EasyBag-Systemen
 - Schwerkraft
 - Sondomat® plus, Sondomat®
 - Frentamat®
 - APPLIX Smart
- Ritsch-Ratsch-Klemme

- Schlauchklemme
- Selbstklebendes Etikett für Patientendaten

Packung 1 x 1

Art.-Nr.: 77751101



EasyBag Bolusadapter

Adapter für Luer- und Blasenspritzen zur Entnahme von Teilmengen aus dem EasyBag

Merkmale

- Einzeln steril verpackt
- täglicher Wechsel des Adapters

Hinweis:

Angebrochene EasyBags nach 24 Stunden verwerfen

Packung 1 x 15 Stk.

Art.-Nr.: 77751671



APPLIX Verlängerung für Überleitsysteme

Für die Verlängerung aller Applikationssysteme mit negativem Luer-Lock-Ansatz

Merkmale

- Positiver Luer-Lock-Ansatz zur Verbindung mit dem Überleitsystem
- Negativer Luer-Lock-Ansatz zur Verbindung mit der Sonde
- Schlauchklemme
- Länge 100 cm

Packung 1 x 1 Stk oder 1 x 30 Stück

Art.-Nr.: 77980281

Ambulante und stationäre Ernährungspumpe



Sondomat® plus

Ernährungspumpe zur kontinuierlichen und intermittierenden Applikation von Sondennahrung

Merkmale

- Kontinuierliche Förderung 1–300 ml/h
- Bolusförderung 1–500 ml (450 ml/h)
- Okklusionsalarm
- Integrierter Schlauch-Leer-Sensor
- Erinnerungsalarm
- Gesamtmengenvorgabe

- Automatische Vorfülltaste
- Speicherung von Förderraten und Fördervolumen
- Einfache Bedienung durch Folientastatur
- Öffnen und Schließen des Pumpenkopfes per Tastendruck
- LCD Anzeige
- Akku- und Netzbetrieb

Packung 1 x 1 Stk.


Art.-Nr.: 77751481

Fresenius Kabi Austria GmbH
Hafnerstraße 36 , A-8055 Graz, Tel.: 0316 / 249 - 0
info-atgr@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.at

Fresenius Kabi Homecareservice-Hotline: 0316 / 249 - 446

Internet: www.fresenius-homecareservice.at

Applikationssysteme für Sondomat® plus / Sondomat®



Pumpenset Flasche für Sondomat plus/Sondomat

Zur Applikation von Sondennahrung in **Kronkorkenflaschen** per Sondomat® plus und Sondomat®.

Merkmale

- Ansatz für Kronkorkenflaschen mit Belüftungsventil
- 200 cm lang
- Tropfkammer
- Rollenklemme

- Integriertes Silikon-Pumpsegment
- Spezielles T-Stück für Luer-Spritzen
- Negativer Luer-Lock-Anschluß mit Adapter für Steckverbindungen

Packung 1 x 1 Stk. oder 1 x 30 Stk.

Art.-Nr.: 77750431



Pumpenset Beutel für Sondomat plus/Sondomat

Zur Applikation von Sondennahrung per Sondomat® plus und Sondomat®

Merkmale

- 1 l-Beutel mit verschließbarem Einfüllstutzen und feststehendem 200 cm langem Schlauch
- Tropfkammer
- Rollenklemme
- Integriertes Silikon-Pumpsegment

- Spezielles T-Stück für Luer-Spritzen und Überleitgeräte mit Steckverbindungen
- Negativer Luer-Lock-Anschluß mit Adapter für Steckverbindungen
- Selbstklebendes Patientenetikett

Packung 1 x 1 Stk. oder 1 x 30 Stk.

Art.-Nr.: 77750441



APPLIX Duoline für APPLIX Smart Vision, Sondomat® plus, Sondomat®

Zur mobilen Sondennahrung für die APPLIX Smart Vision, Sondomat® plus, Sondomat®.

Merkmale

- 1 l-Beutel mit feststehendem Schlauch und angeschweißter Pumpentasche
- 200 cm lang (120 cm plus 80 cm Zusatzschlauch) mit Rollenklemme
- Patentierte APPLIX Schlauchklemme und integriertes Silikon-Pumpsegment

- Einsetzbar für Duo-Tasche, Gürteltasche und APPLIX EasyBag Rucksack
- Spezielles T-Stück für Luer-Spritzen
- Negativer Luer-Lock-Anschluß mit Adapter für Steckverbindung
- selbstklebendes Etikett für Patientendaten.

Packung 1 x 30 Stk.

Art.-Nr.: 77752041



Pumpenset Varioline für Sondomat plus/Sondomat

Zur Applikation von Sondennahrung in **Kronkorkenflaschen**, **Weithalsflaschen** und **EasyBag** per Sondomat® plus und Sondomat®

Merkmale

- Universeller Ansatz für **Kronkorkenflaschen**, **Weithalsflaschen** mit Belüftungsventil und **EasyBag**
- 200 cm lang
- Tropfkammer
- Rollenklemme

- Integriertes Silikon-Pumpsegment
- Spezielles T-Stück für Luer-Spritzen
- Negativer Luer-Lock-Anschluß mit Adapter für Steckverbindung

Packung 1 x 1 Stk. oder 1 x 30 Stk.

Art.-Nr.: 77751031



APPLIX Pumpenset Flasche

Zur Applikation von Sondennahrung in der **Kronkorkenflasche** per APPLIX Vision/Smart

Merkmale

- Ansatz für Kronkorkenflaschen mit Belüftungsventil
- 200 cm lang
- Patentierte APPLIX Schlauchklemme
- Kein Pumpsegment erforderlich
- Tropfkammer
- Spezielles T-Stück für Luer-Spritzen

- Negativer Luer-Lock-Anschluß für Steckverbindungen

Packung 1 x 1 Stk. oder 1 x 30 Stk.

Art.-Nr.: 77751721



APPLIX Pumpenset Beutel

Zur Applikation von Sondennahrung im **Beutel** per APPLIX Vision/Smart

Merkmale

- 1 l-Beutel mit verschließbarem Einfüllstutzen, Skalierung und festsitzen- dem 200 cm langem Schlauch
- Patentierte APPLIX Schlauchklemme
- Kein Pumpsegment erforderlich
- Tropfkammer
- Spezielles T-Stück für Luer-Spritzen
- Negativer Luer-Lock-Anschluß für Steckverbindungen

- Selbstklebendes Etikett für Patientendaten

Packung 1 x 1 Stk. oder 1 x 30 Stk.

Art.-Nr.: 77751711



APPLIX Pumpenset Varioline

Zur Applikation von Sondennahrung in **Kronkorkenflaschen**, **Weithalsflaschen** und **EasyBag** per APPLIX Vision/Smart

Merkmale

- Universeller Ansatz mit Belüftungsventil für Kronkorkenflaschen, Weithalsflaschen und EasyBag
- 200 cm lang
- Patentierte APPLIX Schlauchklemme
- Kein Pumpsegment erforderlich
- Tropfkammer

- Spezielles T-Stück für Luer-Spritzen
- Negativer Luer-Lock-Ansatz mit Adapter für Steckverbindungen
- Selbstklebendes Etikett für Patientendaten

Packung 1 x 1 Stk. oder 1 x 30 Stk.

Art.-Nr.: 77751691

Fresenius Kabi Austria GmbH
Hafnerstraße 36 , A-8055 Graz, Tel.: 0316 / 249 - 0
info-atgr@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.at

Fresenius Kabi Homecareservice-Hotline: 0316 / 249 - 446

Internet: www.fresenius-homecareservice.at